

Trattamento per l'acne con M22 Universal IPL

con tecnologia OPT - Optimal Pulse Technology™



- Filtro notch speciale progettato specificatamente per le fasi infiammatorie dell'acne
- Soluzione per pazienti che non vogliono o non sono compatibili con farmaci topici o orali



Risultati clinici




Per gentile concessione del dott. J. Matthew Knight.

"Il filtro notch M22 per l'acne offre ai miei pazienti una soluzione eccellente per l'acne attiva. In uno studio clinico che stiamo conducendo, abbiamo riscontrato un grande miglioramento dopo 5 sessioni di trattamento. Si tratta di un'aggiunta eccellente ai filtri M22 ExpertFilters, che mi consente di trattare oltre a 20 indicazioni con lo stesso manipolo".

Dr. J. Matthew Knight

I vantaggi di Lumenis OPT™

- Controlla la forma dell'impulso omogeneizzando la distribuzione di energia sull'intero impulso o su impulsi sequenziali
- Procedure più efficaci, più confortevoli e a misura di paziente con fluenze effettive inferiori
- Elevata potenza di picco, impulsi più brevi: ottimale per trattamenti cutanei IPL che utilizzano il fotoringiovanimento e il trattamento di lesioni pigmentate benigne
- **NUOVO** L'OPT avanzato consentirà anche di determinare la fluenza esatta per impulso secondario quando si utilizza l'impulso sequenziale multiplo, per l'ottenimento di risultati migliori.



M22 IPL con OPT

IPL ad alta potenza senza OPT

Capacità limitate dei sistemi a potenza inferiore

Caratteristiche dei filtri per l'acne utilizzando Universal IPL

Lunghezza d'onda	400 - 600 e 800 - 1.200 nm
Fluena	10-32 J/cm ²
Durata dell'impulso	4-20 ms
Ritardo dell'impulso	5-150 ms
Caratteristica dell'impulso	Impulso multi-sequenziale
Frequenza di ripetizione	Fino a 1 Hz
Dimensione del punto	35 x 15 mm ² ; 15 x 8 mm ² , 6 mm
Raffreddamento	Raffreddamento cutaneo continuo

© 2015 Tutti i diritti sono riservati. Gruppo the Lumenis Group of Companies. PB-2000644IT Rev A. Lumenis, il suo logo, M22, OPT, Multiple-Sequential Pulsing, i filtri ExpertFilters, le guide ottiche SapphireCool sono marchi o marchi registrati appartenenti a Lumenis Group of Companies. Le caratteristiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso. Lumenis è certificata ISO 13485:2012. M22 è approvato CE. | M22 è approvato dall'FDA.

AMERICHE

San Jose, CA, USA
T +1 408 764 3000
+1 877 586 3647
F +1 408 764 3999

EMEA

Dreieich Dreieichenhain,
Germania
T +49 6103 8335 0
F +49 6103 8335 300

Roma (RM), Italia
T +39 06 90 75 230
F +39 06 90 75 269

Hertfordshire, Regno Unito
T +44 20 8736 4110
F +44 20 8736 4119

Giappone

Tokyo, Giappone
T +81 3 6743 8300
F +81 3 6743 8301

ASIA/PACIFICO

Pechino, Cina
T + 86 10 5737 6677
Gurgaon, India
T + 91 124 422 07 95
Kowloon, Hong Kong
T + 852 217 428 00
F + 852 272 251 51

Per ulteriori informazioni:

www.lumenis.com