


Universal IPL

con tecnologia Optimal Pulse Technology (OPT)™




Un Manipolo per tutte le indicazioni IPL

9 filtri e 3 guide ottiche, intercambiabili in pochi secondi

I vantaggi di Lumenis OPT™

- Controlla la forma dell'impulso omogeneizzando la distribuzione di energia sull'intero impulso o su impulsi sequenziali
- Procedure più delicate, più confortevoli e a misura di paziente grazie a fluenze effettive inferiori
- Elevata potenza di picco, impulsi più brevi: ottimale per trattamenti cutanei IPL come il fotoringiovanimento e il trattamento di lesioni pigmentate benigne
- **NUOVO** Quando si utilizza l'impulso sequenziale multiplo, l'OPT avanzato consentirà anche di determinare la fluenza esatta di ogni sottoimpulso, ottenendo risultati migliori.



M22 IPL con OPT

IPL ad alta potenza senza OPT

Capacità limitate dei sistemi a potenza inferiore

Trattamento di oltre 20 indicazioni

Sono compresi trattamenti cutanei IPL, lesioni vascolari, lesioni pigmentate, acne attiva ed epilazione

Risultati clinici



Per gentile concessione del dott. Hiroki Kanda



Per gentile concessione della Dott.ssa Mellanie Palm



Per gentile concessione del Dott. Gilly Munavalli



Per gentile concessione del dott. J. Matthew Knight.



Per gentile concessione della Dott.ssa Mariela Nazar



Per gentile concessione della Dott.ssa Mary Lupo.

Caratteristiche tecniche

Universal IPL	
Spettro	400-1200 nm
Filtri Expert	515, 560, 590, 615, 640, 695, 755 nm, Acne (400-600 e 800-1200 nm), Vascolare (530-650 e 900-1200 nm)
Fluenza	10-56 J/cm ²

Durata impulsi	4-20 ms
Ritardo tra impulsi	5-150 ms
Caratteristica dell'impulso	Impulso multi-sequenziale
Frequenza di ripetizione	Fino a 1 Hz
Dimensione dello spot	35 x 15 mm ² ; 15 x 8 mm ² , 6 mm Ø
Raffreddamento	Raffreddamento cutaneo continuo

© 2015 Tutti i diritti sono riservati. Gruppo the Lumenis Group of Companies, PB-1003628IT Rev C. Lumenis, il suo logo, M22, OPT, Multiple-Sequential Pulsing, i filtri ExpertFilters, le guide ottiche SapphireCool sono marchi o marchi registrati appartenenti a Lumenis Group of Companies. Le caratteristiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso. Lumenis è certificata ISO 13485:2012. M22 è approvato CE. | M22 è approvato dall'FDA.

AMERICHE

San Jose, CA, USA
T +1 408 764 3000
+1 877 586 3647
F +1 408 764 3999

EMEA

Dreieich Dreieichenhain,
Germania
T +49 6103 8335 0
F +49 6103 8335 300

Roma (RM), Italia

T +39 06 90 75 230
F +39 06 90 75 269

Hertfordshire, Regno Unito

T +44 20 8736 4110
F +44 20 8736 4119

Giappone

Tokyo, Giappone
T +81 3 6743 8300
F +81 3 6743 8301

ASIA/PACIFICO

Pechino, Cina
T + 86 10 5737 6677
Gurgaon, India
T + 91 124 422 07 95
Kowloon, Hong Kong
T + 852 217 428 00
F + 852 272 251 51

Per ulteriori informazioni:

www.lumenis.com