

ResurFX™


Resurfacing cutaneo con l'unica vera tecnologia frazionata non ablativa



Esclusivo scanner CoolScan™ per trattamenti personalizzabili, sicurezza e risultati ottimali

L'unica vera tecnologia frazionata non ablativa


- Scanner CoolScan all'avanguardia per trattamenti personalizzabili
- L'algoritmo in attesa di brevetto assicura un'erogazione di energia precisa, omogenea e sicura.
- Efficace e veloce, con copertura fino al 20% in un SOLO passaggio
- Economicamente vantaggioso, SENZA materiali di consumo




Trattamenti di resurfacing frazionato non ablativo in un unico passaggio

Sono incluse cicatrici da acne, rughe, smagliature e altro ancora

Risultati clinici




Per gentile concessione del Dott. Matteo Tretti Clementoni




Per gentile concessione del Dott. Mitchel P. Goldman




Per gentile concessione del Dott. Matteo Tretti Clementoni



Per gentile concessione del Dott. Matteo Tretti Clementoni



Per gentile concessione della Dott.ssa Arielle N.B. Kauvar



Per gentile concessione della Dott.ssa Arielle N.B. Kauvar

Caratteristiche tecniche

ResurFX™	
Lunghezza d'onda	1.565 nm
Energia scansione	Fino a 70 mJ / micro-raggio
Dimensione di scansione	Diametro fino a 18 mm
Punte	Punta raffreddata in zaffiro e punta di precisione

Geometrie di scansione	Quadrato, cerchio, rettangolo, linea, esagono, anello.
Densità del raggio	Fino a 500 micro-raggi/cm ²
Frequenza di ripetizione	Fino a 2 Hz
Raffreddamento	Raffreddamento cutaneo continuo



AMERICHE

San Jose, CA, USA
T +1 408 764 3000
+1 877 586 3647
F +1 408 764 3999

EMEA

Dreieich Dreieichenhain,
Germania
T +49 6103 8335 0
F +49 6103 8335 300

Giappone

Tokyo, Giappone
T +81 3 6743 8300
F +81 3 6743 8301

ASIA/PACIFICO

Pechino, Cina
T + 86 10 5737 6677
Gurgaon, India
T + 91 124 422 07 95
Kowloon, Hong Kong
T + 852 217 428 00
F + 852 272 251 51

Roma (RM), Italia
T +39 06 90 75 230
F +39 06 90 75 269
Hertfordshire, Regno Unito
T +44 20 8736 4110
F +44 20 8736 4119

© 2015 Tutti i diritti sono riservati. Gruppo the Lumenis Group of Companies. PB-1000139IT Rev E., Lumenis, il suo logo, M22, ResurFX e CoolScan sono marchi di fabbrica o marchi registrati del Lumenis Group of Companies. Le caratteristiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso. Lumenis è certificata ISO 13485:2012. | M22 è approvato CE. | M22 è approvato dall'FDA.

Per ulteriori informazioni: www.lumenis.com