

ResurFX™

Resurfacing cutaneo con l'unica vera tecnologia frazionata non ablativa



Avanzato. Intuitivo. Accessibile.



ResurFX™ è un sistema in fibra laser avanzato a 1.565 nm per Resurfacing cutaneo con l'unica vera tecnologia frazionata non ablativa. Il sofisticato scanner CoolScan di ResurFX, permette di ottenere migliori risultati in pazienti di svariata tipologia, SENZA bisogno di materiali di consumo.

Risultati clinici	Prima	Dopo
Per gentile concessione del Dott. Matteo Tretti Clementoni.		
Per gentile concessione del Dott. Mitchel P. Goldman.		
Per gentile concessione del Dott. Matteo Tretti Clementoni.		











“Come dermatologa, sono sempre alla ricerca di trattamenti laser in grado di offrire il giusto equilibrio tra efficacia e comfort del paziente. Grazie a ResurFX, offriamo una soluzione che migliora il tono e la struttura cutanea di viso e corpo con disagio e tempi di attesa minimi.”

Dott.ssa Arielle N. B. Kauvar, MD,
Direttore di New York Laser & Skin Care

CoolScan™ per migliori risultati

L'unica vera tecnologia frazionata non ablativa

- Scanner CoolScan all'avanguardia per trattamenti personalizzati
- L'algoritmo in attesa di brevetto assicura un'erogazione di energia precisa, omogenea e sicura
- Efficace e veloce, con copertura fino al 20% in un SOLO passaggio
- Il solo con raffreddamento cutaneo continuo per garantire confort e sicurezza del trattamento ottimali per il paziente
- Economicamente vantaggioso, SENZA materiali di consumo



Caratteristiche tecniche

ResurFX™

Lunghezza d'onda	1.565 nm
Energia scansione	10-70 mJ per micro-raggio
Caratteristiche di scansione	Scanner CoolScan™
Geometrie di scansione	Linea, quadrato, rettangolo, cerchio, anello ed esagono.
Densità di scansione	Fino a 500 micro-raggi/cm ²
Frequenza di ripetizione	0,5-2 sec
Punte	Punta raffreddata in zaffiro e punta di precisione
Dimensione dello spot	Fino a 18 mm
Raffreddamento	A contatto cutaneo continuo
Dimensioni	51 x 60 x 42 cm (20,1 x 28,6 x 16,55 pollici)
Peso	22 kg (48,5 lb)
Requisiti elettrici	100 – 240 V CA ±10%, 3A max., 50/60 Hz, monofase, linea dedicata

© 2015 Tutti i diritti sono riservati. Lumenis Group of Companies.
PB-1007789IT Rev D. ResurFX e CoolScan sono marchi di fabbrica o marchi registrati del Lumenis Group of Companies. Le caratteristiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso. Lumenis è certificata ISO 13485:2012. ResurFX è approvato CE. | FDA approvato.



Per ulteriori informazioni:
www.lumenis.com

AMERICHE

San Jose, CA, USA
Tel. +1 408 764 3000
Fax +1 408 764 3999

EMEA

Dreieich, Germania
Tel. +49 6103 8335 0
Fax +49 6103 8335 300
Roma, Italia
Tel. +39 06 90 75 230
Fax +39 06 90 75 269
Hertfordshire, Regno Unito
Tel. +44 20 8736 4110
Fax +44 20 8736 4119

GIAPPONE

Tokyo, Giappone
Tel. +81 3 6743 8300
Fax +81 3 6743 8301

ASIA PACIFICO

Beijing, Cina
Tel. 86 10 5737 6677
Fax 86 10 5737 6767
Gurgaon, India
Tel. +91 124 422 07 95
Kowloon, Hong Kong
Tel. +852 217 428 00
Fax +852 272 251 51